

仅供科研使用

版本号：A 版

## KRH缓冲液（pH7.4，无菌）

**【货号】** BL-S312

**【规格】** 500mL

**【保存】** 2~8°C，3 个月。

### 【产品简介】

KRH 缓冲液（pH7.4，无菌），含有 HEPES、氯化镁、氯化钙、氯化钠、氯化钾等，pH 值为 7.4。KRH 缓冲液（pH7.4，无菌）作用类似于 Ringer 液，用于动物离体实验、肌体灌流、清洗组织，并维持离体组织的正常生理功能。

### 【使用方法】

- 1、按实验具体要求操作。

### 【注意事项】

- 1、本溶液为无菌溶液，注意无菌操作，避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。